


Attends® Slip Regular Plus




Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Slip Regular Plus mit extra großem Saugkissen ist geeignet für sehr große Urin- und Stuhlmengen bei sehr langen Tragezeiten im Sitzen und Liegen.



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Weiße flüssigkeitundurchlässige Außenseite als Auslaufschutz.</p> | <p>2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Schwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss.</p> | <p>3 Wiederverschließbares Fixiersystem mit 4 Klebestreifen zum Sichern des Slips.</p> |
| <p>4 Elastischer Abschlussbund im Rücken für besseren Sitz.</p> | <p>5 Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.</p> | <p>6 Auslaufsperrern sorgen für maximalen Auslaufschutz.</p> |
| <p>7 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.</p> | <p>8 Leistungsstarker Saugkern mit zusätzlicher Aufnahmeschicht für zuverlässigen Auslaufschutz und ein trockenes Tragegefühl.</p> | <p>9 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.</p> |

www.attends.de www.attends.at www.attends.ch

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	PZN Packung/Karton	Hilfsmittelpositionsnummer	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastische Seitenbündchen	Auslaufsperrn	Wiederverschließbares Fixiersystem	Geruchsbindung (Odour Protection)
Attends Slip Regular Plus Medium 10 	14 4 x 14 36 x 4 x 14	201442 201459	2719190 2733706	15.25.03.1155	80 - 115	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff und Superabsorber.	Vlies	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular Plus Large 10 	14 4 x 14 28 x 4 x 14	201466 201473	2738075 2760258	15.25.03.2152	115 - 150	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff und Superabsorber.	Vlies	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular Plus Extra Large 10 	14 4 x 14 28 x 4 x 14	201480 201497	2772528 2783779	15.25.03.2153	150 - 175	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff und Superabsorber.	Vlies	✓	✓	✓	✓



Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch werden unangenehme Gerüche vermieden.